

## FICHE TECHNIQUE



### FAUTEUIL DE PRELEVENT

**MARQUE : MESPA**  
**ORIGINE : TURQUIE**

#### Performances :

- Ajustement synchronisé du dossier et partie jambe
- Revêtement en cuir synthétique
- Appui tête amovible
- Supports bras ergonomique à hauteur variable
- Potence a hauteur variable
- Roues avec freins

#### Caractéristiques techniques :

- Longueur : 124 cm.
- Largeur : 72 cm.
- Hauteur 90 cm
- Inclinaison du dossier et partie jambe : 90°
- Diamètre des roues : AR/ 12.5 cm et AV/ 30 cm
- Surface utile : 48 X 176 cm