



Performances :

Barrière de sécurité pliable

Mouvement du Dossier par vérin a gaz

Potence télescopique a hauteur variable

RAILS POUR ACCESSOIRES

Manutention facile, construction facile et hygiénique,

Construction en matière ignifuges.

04 Roues de diamètre 20 cm avec frein centralisés.

Plus de confort pour les patients et le personnel hospitalier.

Matelas Anti bactériologique, retardant au feu,
imperméable

Extrémités escamotable

04 emplacements pour potence

Support pour Kit de drainage

Caractéristiques techniques :

- Longueur : 213 cm.
- Largeur : 72 cm.
- Hauteur : 60 cm
- Inclinaison du dossier (max) : 0°- 75°.
- Diamètre des roues : 20 cm.
- Poids admissible pour un fonctionnement normal (avec tout les accessoires) : 230 kg.
- Surface utile : 190 X 60cm

Accessoire optionnels :

Support moniteur

Scratch

Support rouleau

Table à manger

Matelas viscoélastique

Porte feuille malade

Support jambe