

DRAP DE LIT JETABLE



Description :

- Drap de lit en non tissé à usage unique.
- Fort pouvoir absorbant des fluides corporels, Permet de protéger votre literie contre les petits désagréments tels que : sudation, saignements et diverses sécrétions
- Dispositif Médical intervient en première ligne dans la prévention du risque infectieux en milieux de soins.

Caractéristiques techniques :

- **Matériaux** : non tissé en polypropylène sans latex / Hypoallergénique
- **Couleur** : Bleu
- **Grammage** : 32 g/m²
- **Dimensions** : 160 x 240 cm

Conditionnement : 100 draps par carton.

Condition de stockage : conserver à l'abri de l'humidité

Fabricant : Sarl MEDICATECH