



## MASQUE KN 95



### Description :

- Masque respiratoire idéal contre les particules et les aérosols de faible à moyenne toxicité.
- Convient également à la protection contre les particules de type virus (grippe, etc....).
- Filtration supérieure à 94% des particules en suspension.
- Protège à la fois le porteur et les autres personnes contre l'inhalation d'agents infectieux, gouttelettes et particules en suspension dans l'air.
- Forme ergonomique pour un confort optimal sans valve.
- Maintien optimal grâce à sa barrette nasale qui s'ajuste à la forme du nez.
- Masque jetable pliable sans valve.
- Non lavable et non réutilisable.
- Hypoallergénique.
- Ne contient ni latex ni fibre en verre.
- Port maximal de 4 heures.
- A usage unique.
- Résistant à l'écrasement.

### Matériaux :

- Cinq couches en polypropylène non tissé.
- Élastique de fixation
- Barrette nasale : métallique et recouverte de plastique.

**Coloris :** blanc

**Entretien :** sans entretien, dispositif à usage unique.

**Conditionnement :** en boîte distributrice de 50 masques

**Condition de stockage :** conserver à l'abri de l'humidité

**Fabricant :** Sarl MEDICATECH

**Conformité :** Conforme à la norme GB2626-2006 KN95 équivalent à EN 149 : 2001+A1 : 2009